

drive™

www.drivemedical.com

Rev.2.05.30.14

home bed assist handle

mango auxiliar
para la cama

appui domestique
pour l'accès au lit

item # RTL15063-ADJ

drive™

www.drivemedical.com

installation instructions

Weight Capacity: 250 lbs (113 Kg)

This bed assist rail is designed for use on a bed with a box spring and mattress.

1. Remove contents from carton.
2. Remove mattress from bed.
3. Attach the end cross brace to the base support frame. Replace the both locking collars. Be sure the locking pins go through the tubing and protrudes on the opposite side.
4. Attach the padded hand brace to the base support frame by depressing the brass lock pins and sliding the padded hand brace into the tubing until the lock pins “snap” through the positioning holes.
5. Attach legs by depressing brass lock pins and sliding the legs into the tubing until the lock pins “snap” through the positioning holes.
6. Place assembled base support frame on top of the box spring.
7. Locate a convenient distance from the head of the bed to position the bed assist rail.
8. Return mattress to bed.
9. After the bed rail is installed on the bed, remove the locking collars. Once removed, pull up or push down from the top of the handle to the desired height. Once the desired height is determined, making sure both holes line up, replace the both locking collars. Be sure the locking pins go through the tubing and protrudes on the opposite side.
10. Adjust legs so they rest on the floor by depressing push pins and setting to the desired height, making sure the push pins “snap” back into position.

lifetime limited warranty

Your Drive branded product is warrantied to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



© 2014 Medical Depot, Inc. All rights reserved.
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

instrucciones de instalación

Capacidad: 250 lbs (113 Kg) de peso

Esta barra de ayuda para la cama está diseñada para usar en una cama con sommier y colchón.

1. Quite el contenido de la caja.
2. Quite el colchón de la cama.
3. Una el extremo del marco transversal al marco de soporte de la base. Colo que nuevamente ambas abrazaderas de traba.
4. Una la barra acolchada para la mano al marco de soporte de la base empujando los pernos de traba de metal y deslizando la barra acolchada para la mano dentro de los tubos hasta que los pernos de traba “chasqueen” a través de los agujeros de posicionamiento.
5. Adjuntar piernas presionando los pernos de brouce de bloqueo y deslaze las piernas en el tubo hasta que los pernos o pasadores se cierran con la presion a travez de los huecos en posicion.
6. Coloque el marco de soporte ensamblado sobre el sommier.
7. Ubique una distancia conveniente desde la cabecera de la cama para posicionar la barra de ayuda para la cama.
8. Regresar el colchon a la cama.
9. Después que la barra de la cama está instalada en la cama, quite las abrazaderas de traba. Una vez quitadas, tire hacia arriba o empuje hacia abajo desde la parte superior de la manija hasta la altura deseada. Una vez que se determine la altura deseada, asegurándose que ambos orificios estén alineados, colo que nuevamente ambas abrazaderas de traba. Asegúrese que los pernos pasen a través del tubo y sobresalgan por el lado opuesto.
10. Modificar las piernas hasta que descansen en el suelo, presione las pasadores y ajuste a la altura deseada, asegurandore que los pasadores se cierran de nuevo en su posicion.

garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del producto por el comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



© 2014 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.
Drive es marca registrada de medical depot, Inc.
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

directives d'installation

Capacité de poids de 250 lbs (113 Kg)

Cette barre de lit est conçue pour être utilisée avec un sommier et un matelas.

1. Sortez le contenu du carton.
2. Enlevez le matelas du lit.
3. Attachez l'entretoise inférieure à la base du support replacer les deux colliers de verrouillage.
4. Attachez la barre d'appui rembourrée à la base du support en appuyant sur les boutons poussoirs d'arrêt et glissez la barre d'appui rembourrée dans le tubage jusqu'à ce les boutons poussoirs cliquent en place dans les trous de positionnement.
5. Attachez des jambes par les epingles de serrure en laiton deprimantes et le fait de faire glisser les jambes dans la tuyauterie jusqu'aux epingles de serrure "le craquement" par les trous placants.
6. Placez la base assemblée du support sur le sommier.
7. Fixez la barre de lit pour assistance à domicile à une distance commode de la tête du lit.
8. Remettre le matelas sur le sommier.
9. Après avoir installé la barre de sécurité de la domicile, enlever les colliers de verrouillage Une fois enlevé, lever ou descendre la poignée jusqu'à la hauteur désirée. Ensuite, replacer les deux colliers de verrouillage après vous être assuré que les deux trous sont alignés. Vérifier que les clavettes de verrouillage passant dans le tube ressortent bien de l'autre côté.
10. Réglez des jambes donc ils reposent sur l'étage en deprimant des epingles de poussee et en montrant a la hauteur desiree, en s'assurant les epingles de poussee "le craquement " en arriere dans la position.

garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre pour la vie du produit pour l'acheteur de consommateur original.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.



© 2014 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.
Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine